

Airstretcher® series

エアーストレッチャー®は医療用搬送具として米国FDA(米国連邦食品衛生薬事局)、MDM(メディカル・デバイス・マニュファクチャリング)の認定・登録を日本で初めてそれぞれ取得しました。



エアーストレッチャー®・レイズ・ローバル

商品番号 **CYN-11R**

津波災害・1階に集まった患者さん(集団災害時)を上階に搬送する新しいタイプです。

平成23年3月11日発生東日本大震災、被災地病院からの要望により開発されました。



写真：国立病院機構 災害医療センター納品・同仕様

裏面：特殊全面プラスチック

表面：レイズグリップ

仕様


商品名：エアーストレッチャー・レイズ・ローバル
 使用時：80cm×約245cm×厚さ5.5cm
 収納時：φ28cm×80cm
 重さ：約7.5kg(本体重量)
 加工：ローバル加工(TPO系特殊プラスチック又はPE系特殊プラスチック)

ハンドベルト2本(シェル底部固定縫製) 頭部側・二人牽引タイプ
 ※キャリーバック付 ※三連結担架棒別売

特徴

◎患者さんをワンタッチ式ファスナー付布で包み込み、安全ベルトで固定するラップ型をさらに改良し、1階にいる患者さんを上の階に搬送する新しいタイプです。エアバルブを締めれば浮き具としても使用できます。

●下から上へ搬送例



オプション 三連結担架棒

商品番号 **PSS-023**



- ◎アルミ軽合金で作られ、使用しない時はキャリーバックに入れられる三連結式の担架棒です。
- ◎エアーストレッチャー全製品に使用することができます。
- ◎この担架棒にシートや毛布を巻くと応急の棒担架を作ることができます。

エアーストレッチャー®の特徴

●空気が自動でマットに入り、何回でも使用できる。

キャビーオリジナルエアーマットは、米国製バイナルテクノロジー社、または、特許#3935690(米国)を取得のカスケード社のマットを使用。バルブを開けるだけで空気が自動的にマットに入ります。薬品・ガスは使用しません。



●軽量・コンパクト・巻いて収納

重さ、わずか3~7kg。コンパクトに巻いて収納でき、持ち運びも自由です。夜は寝具・敷布団としても使用でき、朝になったら巻いて収納。大きさもφ28cm×80cmとコンパクトで壁にも掛けられますので、消火器の上に設置し、院外からの救援者にも搬送用具を知らせることができます。

●水に浮く



(写真提供：長野市営プール) 使用製品：プロ/型式CYG-060

●搬送後寝具として雪の中でも



石畳・石階段待機 使用製品：ラップローバル/型式CYR-04T
 雪上での待機 使用製品：プロローバル/型式CYG-06T

●災害医療チームの必需品



DMAT隊員の資材

〈エアーストレッチャー®を使用した訓練風景〉安全で正確にご使用いただくため、予行練習を行ってください。



(写真提供：信州大学医学部)

(写真提供：新潟県立がんセンター)

(写真提供：岩手看護専門学校)

(写真提供：高知赤十字病院)

総販売元 エアーストレッチャー® 株式会社



〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
 TEL:026-259-3400 FAX:026-259-3385
 E-mail:info.us@airstretcher.jp
 http://www.airstretcher.jp

商品のお問い合わせは…

※このカタログに記載されている商品の登録商標及びその他の権利は全てキャビーインターナショナル株式会社、エアーストレッチャー株式会社が所有しております。
 ※製品の外観・内容は改良のため予告なく変更することがあります。※このカタログの無断複製・複写は禁じられています。