

## スタビライザー（安定具）


商品番号 **BTG-S91**

# Stabilizer

## スタビライザー

特許取得!!  
特許 第4890197号

- 現場から最終検査まで一貫搬送!!
- 陰圧形状約6週間記憶!!
- X線撮影・透過可能、応用固定・安定可能!!
- 新スタビライザーは、  
全ての金属部品を取り除き、  
X線ピンポイント照射が可能!!



傷病者の体全体（部分的も）形状に合わせて陰圧形状できる副子兼担架です。エアーストレッチャーシリーズ（担架）やセフティ・サンドと併用することで、いろいろの搬出、搬送作業を行うことができます。




型式S91を使用した患者への装着例  
(このままの体型で搬送することが可能です)

**仕様** 商品名：スタビライザー  
材質：米国バイナルテクノロジー社製  
新素材ナイロン基布、発砲ウレタンビーズφ1mm  
色：白  
オプション：収納キャリアバック  
陰圧ポンプ（米国製）

**特徴** ◎陰圧後、形状が約6週間記憶されます。  
◎X線透過、照射が可能でX線治療にも応用し、ピンポイント照射が可能です。  
◎何回でも使用でき、洗浄も楽にできます。  
◎エアーストレッチャーシリーズを併用することで、最終検査まで一貫して搬送することができます。

ボールペン・シャープペンを刺しても、  
穴が開きません!!



(注)カッターナイフ・アイスピック・針などの鋭利刃物は切れます。

商品番号 **BTG-S11**



サイズ：長さ65cm×幅  
22cm×厚さ2cm  
重さ：150g  
応用範囲：頸部、足肢、手  
肢等に应用できます。



型式S11による頸部装着例

商品番号 **BTG-S31**



サイズ：長さ65cm×幅  
38cm×厚さ3.5cm  
重さ：200g  
応用範囲：頭、首部、子供  
・成人の前腕、手肢、足  
肢等に应用できます。



型式S31による腕部装着例

商品番号 **BTG-S81**



サイズ：長さ193cm×幅  
66cm×厚さ6cm  
重さ：2.5kg  
応用範囲：成人全身、子供  
全身、頭頸部、胸、腰椎  
部、骨盤部等に应用でき  
ます。



型式S91による陰圧形状記憶例

商品番号 **BTG-S91**



サイズ：長さ147cm×幅  
117cm×厚さ5cm  
重さ：2.8kg  
応用範囲：成人全身、子供全  
身、頭頸部、胸、腰椎部、  
骨盤部（椎間板ヘルニア）  
等に应用できます。

商品番号 **BTG-OP1**



BTG-S81のキャリアバックで、エ  
アーストレッチャー全商品を入れ  
られる共通キャリアバックです。

商品番号 **BTG-OP2**



BTG-S91のキャリアバック  
で、80cm×50cm×25cmに  
収納できます。

商品番号 **BTG-OP8**



米国ハートウェル社製、スタビラ  
イザー純正ポンプです。