



医療機関・一般向け

Airstretcher®

スリムモデル新登場



エアーストレッチャー®は、看護師さんのアイデアから誕生しました。
いざという時は、女性の方でも安全に傷病者の搬送が可能です。
幅 75cm 程の狭い階段、通路に対応したスリムモデルが新登場しました。

- ✓ 特に狭い階段（特に踊り場付近）もスムーズに搬送が可能
- ✓ 様々な物が散乱した通路や雪道、砂利道の搬送が可能
- ✓ 椅子に座ることが出来ない方の搬送が可能
- ✓ 階段の上下搬送も可能（レイズ・ローバル・スリム）
- ✓ エアーマットは自吸式（薬品やガスは不使用）

日本製

www.airstretcher.jp

エアーストレッチャー® レイズ・ローバル・スリム/ラップ・ローバル・スリム

- 幅 75cm 程の狭い階段、通路に対応したスリムモデルが新登場しました。
- 傷病者をワンタッチカバー（ラップ）で包み込み安全ベルトで固定して搬送できるエアーストレッチャーです。
- レイズ・ローバルは東日本大震災後、病院からの要望により開発された階段を上下搬送できるタイプのエアーストレッチャーです。



レイズグリップ

レイズ・ローバル・スリム



ラップ・ローバル・スリム

サイズ	使用時 約 63 (幅) × 190 (長さ) × 5.5 (厚さ) cm
収納時	Φ30 × 63cm
重さ	約 5.5kg (本体重量)
耐荷重	140kg
加工	底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン (PE) 板付
持ち手	レイズグリップ 2 (レイズ・ローバルのみ) ループベルト 1、ハンドベルト 8
患者固定具	ワンタッチカバー 1、安全ベルト 4
付属品	キャリーバッグ、オプナーベルト

レイズ・ローバル・スリム	CYN-11RS	184,000 円 (税込 202,400 円)
ラップ・ローバル・スリム	CYR-04TS	170,000 円 (税込 187,000 円)

設置台 (床置型)

オプション



普段から設置場所を知らせることが
緊急時の備えにつながります。

サイズ: 40(幅)×90(高さ)×35(奥行)cm
付属品: 簡易使用説明パネル

※お客様で組み立てが必要となります。

設置台 (床置型)	AOR-001	33,000 円 (税込 36,300 円)
-----------	---------	-------------------------------

三連結担架棒 (収納袋付)

オプション



エアーストレッチャーの左右のループベルト
ガイドに通すことで担架として使えます。

サイズ: 使用時 φ4×220(長さ)cm
収納時 φ12×90(長さ)cm
付属品: 収納袋

三連結担架棒 (収納袋付)	PSS-023	35,000 円 (税込 38,500 円)
---------------	---------	-------------------------------

エアーストレッチャー用

オプション

ヘッドイモビライザー



傷病者の頭部を固定して
搬送することができます。

サイズ: 40(長さ)×25(幅)×16(高さ)cm
重量: 800g

エアーストレッチャー用ヘッドイモビライザー	DYN-020	オープン価格
-----------------------	---------	--------

CAPディスポ

オプション

ストレッチャー・シート



出血・排泄物などをブロックする
ためのフィルムが入っており、エア
ストレッチャーの中敷に最適です。

サイズ: 使用時 82cm×198cm 収納時 23cm×27cm×2cm
重さ: 約200g 材質: 3層構造特殊繊維

CAPディスポ ストレッチャー・シート	SSK-101	オープン価格
---------------------	---------	--------

※最小発注単位:10枚

Airstretcher®



説明動画

- 製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。
- カタログ掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。
- 掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。

撮影協力: 国士舘大学大学院 救急システム研究所



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州
ホームページ: www.airstretcher.jp
E-mail: info.us@airstretcher.jp